

患者さんの記録をお手軽に。全身から口腔内撮影までコンパクトデジカメ一台で！



希望小売価格
¥24,800 (税別)

コンパクト
デジカメに
付けるだけ！



※この画像は
パシヨットを
使って撮影さ
れました。


全身撮影もこの一台で！



散光板は簡単
に外すことが
でき、全身も
素早く撮影
できます。



多様な機種に対応



三脚ネジで固定します

上下・左右・奥行の位置をお手持ちのコンパクト
デジカメに合わせて取り付けます。

※形状により使用できないデジカメもあります。



前面



後面



側面

1. かんたんに接写撮影

パシヨットのクローズアップレンズは、コ
ンパクトデジカメでマクロ撮影するときの
ピンボケを抑えます。



クローズアップレンズなし

2. 柔らかい光でなめらかな写真

マクロ撮影時にフラッシュを使うと、発光
が強すぎて均一にならず不自然な写真にな
りがちです。フラッシュを拡散させること
で柔らかい光になり、影を減らした撮影が
できます。



散光板なし


3. すぐれたコスパ！

コンパクトデジカメに付けるだけ。他には
何もありません。普通のカメラでは撮影で
きないキレイな接写撮影ができます。



パシヨットで撮影

■ 使用可能なデジタルカメラの寸法



■ 推奨するデジタルカメラの性能・機能

- ・マクロ撮影時に被写界深度の深い撮影ができること
- ・ホワイトバランスのマニュアル設定ができること
- ・強制フラッシュができること

お問い合わせはこちら

製造販売元

デンタルテクニカ

歯科器材輸入・修理

567-0031 大阪府茨木市春日 1-1-1-2F
TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844
<http://www.dentaltechnica.com>
info@dentaltechnica.com